

GUANCIALI TRADIZIONALI

SOFFICE



FODERA FISSA
MISTO COTONE
IMBOTTITURA
ANALLERGICA
lavabile a 30°

STRUTTURA
CLASSICA
consigliato per chi dorme
in posizione



SOFFICE	H
75 x 45 x 13 cm	13

Confezione in busta di nylon.

LANA



FODERA FISSA
**DAMASCATA
100% COTONE**
IMBOTTITURA
PURA LANA VERGINE

STRUTTURA
CLASSICA
consigliato per chi dorme
in posizione



LANA	H
75 x 45 x 14 cm	14

Confezione in busta di nylon.

COME SCEGLIERE IL GUANCIALE CORRETTO



PER CHI DORME DI LATO
Consigliamo un guanciale pre-
valentemente alto che sosten-
ga bene il collo.



PER CHI DORME SUPINO
Consigliamo un guanciale di
altezza media che accolga il
capo in modo corretto.



PER CHI DORME PRONO
Consigliamo un guanciale di
altezza bassa per evitare con-
trazioni al collo.

ORTOPEDICO



FODERA FISSA
**DAMASCATA
100% COTONE**
IMBOTTITURA
ANALLERGICA

STRUTTURA
ERGONOMICA
consigliato per chi dorme
in posizione



ORTOPEDICO	H
75 x 45 x 13 cm	13

Confezione in busta di nylon.

Supporto cervicale